

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsta1 Para Wb, Elisa - P08263

Número de artículo: CM0019564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la GSTA1 humana (glutathión S-transferasa A1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Ideal para la investigación de desintoxicación y biosíntesis de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2938
GeneID	2938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de la GSTA1 humana (NP_665683.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08263
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo