


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsta3 Para Wb, If, Elisa - Q16772

Número de artículo: CM0020456



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GSTA3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GSTA3 humano, de ratón y de rata (25 kDa). Interviene en la conjugación del glutatión y la biosíntesis de hormonas esteroideas. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTA3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2940
GeneID	2940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 del GSTA3 humano (NP_000838.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16772
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo