

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número de artículo: CM0004419



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la glutatión S-transferasa kappa 1 humana (GSTK1). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la función de la transferasa peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	373156
GeneID	373156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GSTK1 humana (Q9Y2Q3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2Q3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo