

Anticuerpo Policlonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número de artículo: CM0021250



Introducción

Anticuerpo policlonal contra GSTK1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del glutatión y las vías de desintoxicación peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] GSTK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	373156
ID del gen	373156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-226 de GSTK1 humano (NP_057001.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2Q3
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo