

Anticuerpo Policlonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número de artículo: CM0020974



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra GSTK1, validado mediante knockout, para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GSTK1 humano, una glutatión S-transferasa peroxisomal con un peso molecular de aproximadamente 25 kDa. Ideal para la investigación del estrés oxidativo y la desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra GSTK1
Observaciones/alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	373156
GeneID	373156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-226 de GSTK1 humana (NP_057001.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2Q3
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo