

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número de artículo: CM0026918



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GSTK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Detecta la glutatión S-transferasa kappa 1 peroxisomal de 25kDa, ideal para estudios de desintoxicación y localización subcelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GSTK1
Observaciones/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	373156
GeneID	373156
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-226 de GSTK1 humano (NP_057001.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2Q3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo