

Anticuerpo Policlonal Anti-Gstm1 Para Wb, Elisa - P09488

Número de artículo: CM0024190



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-GSTM1 de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA.

Detecta GSTM1 humano, de ratón y de rata.

Ideal para estudiar el metabolismo del glutatión y las vías de desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Especie	Humano
ID de Gen	2944
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 del GSTM1 humano (NP_666533.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09488
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo