

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstm2 Para Wb, Elisa - P28161

Número de artículo: CM0013985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSTM2 humano, una glutatión S-transferasa implicada en la detoxificación y el metabolismo lipídico. Validado en WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigaciones metabólicas y toxicológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GSTM2
Observaciones/Alias	GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2946
ID del gen	2946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de GSTM2 humano (NP_000839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P28161
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo