

Anticuerpo Policlonal Anti-Gstm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21266

Número de artículo: CM0028108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSTM3 humano (GST clase-mu 3). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para estudios de desintoxicación y metabolismo de xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTM3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Especie	Humano
ID del Gen	2947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-225 del GSTM3 humano (NP_000840.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21266
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo