

Anticuerpo Policlonal Anti-Gstm4 Para Wb, Elisa - Q03013

Número de artículo: CM0026364



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSTM4 humana (glutathión S-transferasa Mu 4) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre desintoxicación, biosíntesis de leukotrienos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2948
ID del Gen	2948
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de la GSTM4 humana (NP_000841.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q03013
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo