

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstm5 Para Wb, Elisa - P46439

Número de artículo: CM0013152

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GSTM5 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con Ratón y Rata. Dianas la glutatión S-transferasa Mu 5, una enzima citoplasmática involucrada en la desintoxicación de electrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTM5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2949
GeneID	2949
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P46439
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo