

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gsto1 Para Wb, Elisa - P78417

Número de artículo: CM0004579



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la GSTO1 humana, validado para Western blotting y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Glutatión S-transferasa involucrada en la desintoxicación y el metabolismo del arsénico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTO1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9446
GeneID	9446
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la GSTO1 humana (NP_004823.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P78417
Peso de la Proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo