

Anticuerpo Policlonal Anti-Gsto2 Para If/Icc Y Elisa - Q9H4Y5

Número de artículo: CM0018431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GSTO2 humana (glutathión S-transferasa omega-2), validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación sobre el metabolismo del arsénico, el reciclado del ascorbato y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTO2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	119391
GeneID	119391
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-243 de la GSTO2 humana (NP_899062.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H4Y5
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo