

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsto2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

Número de artículo: CM0029525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSTO2 humano (Glutación S-transferasa omega-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reactivo con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de estrés oxidativo y metabolismo del arsénico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTO2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	119391
GenelD	119391
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4Y5
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo