


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

Número de artículo: CM0018586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GSTT1 humana para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Detecta una banda de 27 kDa. Ideal para investigación de estrés oxidativo y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GSTT1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de GSTT1 (NP_000844.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30711
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo