


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstt2 Para Wb Y Elisa - P0Cg29

Número de artículo: CM0014611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GSTT2 humana (Glutathión S-transferasa theta-2). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en desintoxicación y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSTT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2953
GeneID	2953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de la GSTT2 humana (NP_000845.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0CG29
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo