


Anticuerpo Policlonal Anti-Gstt2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Cg30

Número de artículo: CM0016906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GSTT2B (GSTT2P). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar las vías de conjugación del glutatión y de detoxificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTT2B pAb de conejo
Observaciones/alias	GSTT2P; GSTT2B
Especie	Humana
ID del gen (humano)	653689
ID del gen	653689
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-244 de GSTT2B humana (NP_001074312.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P0CG30
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo