

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gstz1 Para Wb Y Elisa - O43708

Número de artículo: CM0029834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GSTZ1 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Detecta maleilacetoacetato isomerasa, una enzima bifuncional del catabolismo de la fenilalanina y la tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GSTZ1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2954
ID del gen	2954
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-216 de la GSTZ1 humana (NP_665877.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43708
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo