


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2A2 Para Wb Y Elisa - P52657

Número de artículo: CM0028008



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la GTF2A2 humana (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS). Confirmado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación de transcripción por ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2958
GeneID	2958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-109 de la GTF2A2 humana (NP_004483.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P52657
Peso molecular de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo