


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

Número de artículo: CM0022791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GTF2B de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con GTF2B de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la iniciación de la transcripción y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GTF2B
Observaciones/Alias	TF2B; TFIIB; GTF2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2959
GeneID	2959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-154 de GTF2B (NP_001505.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00403
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo