


Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2E1 Para Wb, If, Elisa - P29083

Número de artículo: CM0016649



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTF2E1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante, aproximadamente 49 kDa. Adecuado para investigación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2E1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	FE; TF2E1; TFIIE-A; GTF2E1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2960
GeneID	2960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-439 de GTF2E1 humano (NP_005504.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P29083
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo