


Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2E2 Para Wb, Elisa - P29084

Número de artículo: CM0027163



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la subunidad beta del factor de iniciación de la transcripción IIE humana (GTF2E2). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF2E2 pAb Conejo
Observaciones/Alias	FE; TTD6; TF2E2; TFIIE-B; GTF2E2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	2961
ID Gen	2961
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-291 de GTF2E2 humano (NP_002086.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29084
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo