


## Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2F2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Número de artículo: CM0025180



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GTF2F2 humano (TFIIF-beta), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudiar complejos de factores de transcripción generales de iniciación.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | GTF2F2 Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2                                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen (Humano)           | 2963                                                                                                                              |
| ID del Gen                    | 2963                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-249 de GTF2F2 humano (NP_004119.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                            |
| SWISS                         | P13984                                                                                                                            |
| Peso Molecular de la Proteína | 28kDa                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                    |