


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gtf2F2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

Número de artículo: CM0002371



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GTF2F2 humana (TFIIF-beta, RAP30) validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación de iniciación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-GTF2F2 de conejo
Observaciones/Alias	BTF4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2963
GeneID	2963
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de GTF2F2 humano (P13984).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13984
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo