


Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2H1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32780

Número de artículo: CM0027620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTF2H1 humano (p62, BTF2) para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación sobre transcripción y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2H1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P62; BTF2; TFB1; TFIH; GTF2H1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2965
ID del gen	2965
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-425 de GTF2H1 humano (NP_001135779.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32780
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo