


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2H3 Para Wb, Ip, Elisa - Q13889

Número de artículo: CM0028737



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a GTF2H3 humano, la subunidad del complejo central TFIIH (34kDa). Validado para WB, IP y ELISA; reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar los mecanismos de iniciación de la transcripción y reparación por escisión de nucleótidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GTF2H3 pAb de Conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | P34; BTF2; TFB4; TFIIH; GTF2H3                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen           | 2967                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-308 de GTF2H3 humano (NP_001507.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                     |
| SWISS               | Q13889                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |