


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2H4 Para Wb, Elisa - Q92759

Número de artículo: CM0027624



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GTF2H4 humano (subunidad p52 de TFIIH), adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Una herramienta valiosa para la investigación de transcripción y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GTF2H4 Rabbit pAb
Notas / Alias	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2968
GeneID	2968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GTF2H4 humano (NP_001508.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92759
Peso molecular	52kDa
Envío	Bolsa de hielo