

Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2l Para Wb, If/Icc, Elisa - P78347

Número de artículo: CM0013955



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GTF2I de alta calidad para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor de transcripción de 112 kDa, esencial para la regulación de genes de inmunoglobulinas y la investigación del síndrome de Williams-Beuren.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2I Rabbit pAb
Observaciones/alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Especie	Humano
GeneID (humano)	2969
GeneID	2969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-810 de GTF2I humano (NP_001157108.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P78347
Peso molecular	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo