

Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf2Ird1 Para Wb, Elisa - Q9Uhl9

Número de artículo: CM0027210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTF2IRD1, apto para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional y diferenciación muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF2IRD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 660-959 de GTF2IRD1 humano (NP_057412.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHL9
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo