

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf2Ird1 Para Wb, Elisa - Q9Uhl9

Número de artículo: CM0021707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GTF2IRD1 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación de regulación de la transcripción, diferenciación muscular y síndrome de Williams-Beuren.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I dominio repetido que contiene 1
Especie	Humana
GeneID	9569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 660-890 de la GTF2IRD1 humana (NP_057412.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q9UHL9
Peso molecular de la proteína	104kDa/106kDa/107kDa
Envío	Bolsa de hielo