

Anticuerpo Policlonal Anti-Gtf3A Para Wb, Elisa - Q92664

Número de artículo: CM0028898

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GTF3A humana (Factor de transcripción IIIA), validado para Western blot y ELISA. Esencial para estudios de transcripción del gen ARNr 5S y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP2; TFIIIA; GTF3A
Especie	Humano
GeneID	2971
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GTF3A humana (NP_002088.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92664
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo