

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf3C3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y5Q9

Número de artículo: CM0020459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GTF3C3 humano (TFIIIC102, TFIIICγ). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta GTF3C3 de ratón y rata. Adecuado para estudios de transcripción de la ARN polimerasa III.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF3C3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TFIIIC102; TFIIICgamma; TFIIIC2-102; GTF3C3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9330
GeneID	9330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de GTF3C3 humano (NP_036218.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5Q9
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo