

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtf3C4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Número de artículo: CM0025524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTF3C4 (TFIIIC90) humano para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en humano y rata. Esencial para la transcripción de la ARN polimerasa III y la acetilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GTF3C4 Rabbit pAb
Notas/Alias	KAT12; TFII90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Especie	Humano
GeneID (humano)	9329
GeneID	9329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 583-822 de GTF3C4 humano (NP_036336.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UKN8
Peso molecular de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo