


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtpbp1 Para Wb, Elisa - O00178

Número de artículo: CM0017807



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTPBP1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige a un factor clave de elongación de la traducción y a una proteína de control de calidad del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTPBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9567
GeneID	9567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-280 de GTPBP1 humano (NP_004277.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00178
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo