

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtpbp10 Para Wb Y Elisa - A4D1E9

Número de artículo: CM0019336



Introducción

GTPBP10 Rabbit pAb validado para WB y ELISA. Dirigido contra GTPBP10 humano (ObgH2), una GTPasa nucleolar esencial para la maduración de ribosomas. Ideal para estudios de arquitectura nucleolar y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTPBP10 Rabbit pAb
Notas / Alias	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
Especie	Humano
GeneID	85865
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-387 de GTPBP10 humano (NP_149098.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	A4D1E9
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo