


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gtpbp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bze4

Número de artículo: CM0008328



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GTPBP4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la GTPBP4 humana, una GTPasa nucleolar involucrada en la biogénesis de la subunidad ribosomal 60S y la regulación de TP53. Apto para investigación sobre cáncer y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTPBP4 mAb de conejo
Observaciones/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Especie	Humano
GeneID	23560
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-92 de la GTPBP4 humana (Q9BZE4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
Accesión SWISS	Q9BZE4
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo