


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtpbp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

Número de artículo: CM0027715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido a GTPBP4, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Apoya estudios de biogénesis ribosómica y señalización por TP53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GTPBP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23560
ID del gen	23560
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 385-634 de la GTPBP4 humana (NP_036473.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZE4
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo