


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gtpbp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Número de artículo: CM0021857



Introducción

GTPBP6 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la expresión de la proteína putativa de unión a GTP 6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTPBP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGPL; GTPBP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8225
GeneID	8225
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-350 de GTPBP6 humano (NP_036359.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43824
Peso Molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo