

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gtpbp8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

Número de artículo: CM0018879

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTPBP8 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la proteína 8 de unión a GTP.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GTPBP8 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | HSPC135; GTPBP8                                                                                                                   |
| Especie             | Humana                                                                                                                            |
| GenelD (humano)     | 29083                                                                                                                             |
| GenelD              | 29083                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de GTPBP8 humano (NP_054889.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humana, de ratón y de rata                                                                                                        |
| SWISS               | Q8N3Z3                                                                                                                            |
| Peso molecular      | 32 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |