

Anticuerpo Policlonal Anti-Gtsf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ww33

Número de artículo: CM0019161

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GTSF1 para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Se dirige al factor específico de gametocitos 1, esencial para la espermatogénesis y el silenciamiento de retrotransposones. Peso molecular predicho de 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo GTSF1
Observaciones/Alias	Cue110; FAM112B; GTSF1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	121355
GeneID	121355
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de GTSF1 humano (NP_653195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WW33
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo