

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Guanina Deaminasa (Gda) Para Wb, Elisa - Q9Y2T3

Número de artículo: CM0030360



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GDA humana (guanina deaminasa), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de desaminación de la guanina en la investigación del metabolismo de las purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GDA Conejo pAb
Observaciones/Alias	GAH; CYPIN; GUANASA; NEDASINA; GDA
Especie	Humano
GeneID	9615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-454 de la GDA humana (NP_004284.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2T3
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo