

Anticuerpo Monoclonal Anti-Guanylyl Cyclasa Beta 1 (Gucy1B3) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02153

Número de artículo: CM0006036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Guanylyl Cyclasa beta 1 (GUCY1B3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la señalización de óxido nítrico-cGMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Guanylyl Cyclasa beta 1 (GUCY1B3) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclasa beta 1 (GUCY1B3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2983
GeneID	2983
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02153
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo