

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Guanilil Ciclasa Beta 1 (Gucy1B3) Para Wb Y Elisa - Q02153

Número de artículo: CM0013653



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la guanilil ciclasa beta 1 (GUCY1B3) humana, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta la subunidad de la guanilato ciclasa, receptor de óxido nítrico. Disponible a través de CamelBio, su socio en materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la guanilil ciclasa beta 1 (GUCY1B3)
Observaciones/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanilil ciclasa beta 1 (GUCY1B3)
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	2983
ID de gen	2983
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la guanilil ciclasa beta 1 humana (Guanilil ciclasa beta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02153
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo