


Anticuerpo Policlonal Anti-Guca2A Para Wb Y Elisa - Q02747

Número de artículo: CM0027802



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la guanilina humana (GUCA2A), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación gastrointestinal y estudios de señalización de enterotoxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GUCA2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2980
GeneID	2980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-115 de GUCA2A humana (NP_291031.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02747
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo