


Anticuerpo Policlonal Anti-Guca2B Para Wb, Elisa - Q16661

Número de artículo: CM0027618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el GUCA2B humano (uroguanylin, GCAP-II). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudiar la señalización de la guanilato ciclasa intestinal y el transporte de fluidos/electrolitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GUCA2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2981
GeneID	2981
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GUCA2B humano (NP_009033.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q16661
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo