

Anticuerpo Policlonal Anti-Gucy1A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Número de artículo: CM0014466



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GUCY1A3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización de la guanilato ciclasa soluble.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GUCY1A3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alfa-3; GC-S-alfa-1
Especie	Humano
ID del Gen	2982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de GUCY1A3 humano (NP_000847.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02108
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo