

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gucy2F Para Wb Y Elisa - P51841

Número de artículo: CM0018418

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GUCY2F (Guanilil ciclasa retiniana 2), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la síntesis de cGMP en células fotorreceptoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GUCY2F
Observaciones/Alias	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2986
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-460 del GUCY2F humano (NP_001513.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P51841
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo