

Anticuerpo Policlonal Anti-Gulp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubp9

Número de artículo: CM0029370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GULP1 (CED6, GULP) para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Específico para estudios de fagocitosis, apoptosis y transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GULP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	51454
GeneID	51454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de GULP1 humano (NP_057399.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBP9
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo