

Anticuerpo Policlonal Anti-Gw5 Para Wb, Elisa - A0A1D8Gzc0

Número de artículo: CM0022665

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GW5 validado para Western blot y ELISA. Detecta la proteína de unión a calmodulina GW5 de Oryza sativa (~49 kDa). Ideal para investigación en arroz y aplicaciones de diagnóstico agrícola.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GW5 Rabbit pAb
Notas / Alias	GW5
Especie	Oryza sativa
GeneID	4338011
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de GW5 de Oryza sativa (A0A1D8GZC0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	A0A1D8GZC0
Peso Molecular	49kDa
Envío	Bolsa de hielo