


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gyg1 Para Wb Y Elisa - P46976

Número de artículo: CM0018118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra glicogenina-1 humana (GYG1), apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de biosíntesis de glucógeno y enfermedades de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GYG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GYG; GSD15; GYG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2992
GeneID	2992
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-333 de GYG1 humana (NP_001171649.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46976
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo